

**EN WARNING:**

Keep out of reach of Children. In case of eye contact, rinse cautiously with water for several minutes. If eye irritation persists contact a physician.  
If swallowed accidentally obtain immediate medical attention.  
If you obtain skin irritation contact a physician.  
Flammable liquid and vapour, keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.

**TO DISPENSE WIPES:**

Open lid, remove entire cover, remove and discard seal.  
From centre of wipers roll pull up a corner of the wipe, twist it and thread through the hole in the container cover.  
Pull through about one inch. Replace cover tightly. Pull out first wipe and tear off at a 45 degree angle.

**WHEN NOT IN USE:**

Keep the tip of the exposed wipe inside the well in the cover, and the lid snapped closed.

TESTED TO EN1276, EN14476, EN13727  
EN1650, EN14561

BACTERIA	TEST
<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	EN1276, EN14561
<i>Enterobacter faecalis</i>	EN1276, EN14561
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN1276, EN14561
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN1276, EN14561
VIRUS	TEST
<i>Poliovirus</i>	EN14476
<i>Norovirus</i>	EN14476
SARS-CoV-2	EN14476
<i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i>	EN14476
<i>Rubella Virus</i>	EN14476
YEASTICIDAL	TEST
<i>Candida Albicans</i>	EN1650

**MANUFACTURED BY****EXTERGEO**

85 Buckshaw Link, Tel: 03333446019  
Buckshaw Village, Info@extergo.co.uk  
Chorley, www.extergo.co.uk  
PR7 7EL, www.medisantize.co.uk  
United Kingdom

**ADVANCED FORMULA****Medisanitize**™**PROBE  
WIPES**

- ✓ EN 14476
- ✓ EN 1276
- ✓ EN 13727
- ✓ EN 1650
- ✓ EN 14561
- ✓ ANTIBACTERIAL
- ✓ VIRUCIDAL
- ✓ 99.999% KILL RATE

**Effective Against:**

- ✓ MRSA
- ✓ Listeria
- ✓ Salmonella
- ✓ E-Coli
- ✓ SARS-Cov-2

**70% ALCOHOL****INSTRUCTION FOR USE:**

Remove one wipe from the pack.



Working from top to bottom, wipe in an "S" shaped pattern.



Change wipe if it becomes dry or soiled and discard. Let the surface air dry.

**DE WARNING:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Augenkontakt Vorsicht: einige Minuten mit Wasser abspülen. Wenn Auge die Reizung bleibt bestehen. Wenden Sie sich an einen Arzt. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie Hautreizungen bekommen, wenden Sie sich an einen Arzt. Entzündbare Flüssigkeit und Dampf bei Hitze schützen, heiße Oberflächen, Funken, offene Flammen und andere Zündquellen.

**TÜCHER ENTSORGEN:**

Öffnen Sie den Deckel, entfernen Sie die gesamte Abdeckung, entfernen Sie die Dichtung und entsorgen Sie sie. Von der Mitte der Wischtuchrolle eine Ecke des Wischtuchs hochziehen, Drehen Sie es und fädeln Sie es durch das Loch im Behälterdeckel. Ziehen Sie etwa einen Zoll durch. Setzen Sie die Abdeckung wieder fest auf. Herausziehen. Zuerst in einem Winkel von 45 Grad abwischen und abreiben.

**WENN NICHT IN GEBRAUCH:**

Halten Sie die Spitze des freiliegenden Wischtuchs in der Vertiefung in der Abdeckung, und der Deckel schnappte zu.

**AVERTISSEMENT:**

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact visuel, rincer avec précaution. Eau pendant plusieurs minutes. Si l'oeil l'irritation persiste, contactez un médecin. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Si vous ressentez une irritation cutanée, contactez un médecin. Liquide et vapeur inflammables, tenir à l'écart de la chaleur, chaud surfaces, étincelles, flammes nues et autres sources d'inflammation.

**POUR DISTRIBUER LINGETTES:**

Ouvrir le couvercle, retirer tout le couvercle, retirer et jeter le joint. Du centre du rouleau de lingettes, tirez un coin de la lingette, tournez-le et passez-le dans le trou du couvercle du récipient. Tirez sur environ un pouce. Remettez le couvercle en place. Extraire. essuyez et arrachez d'abord à un angle de 45 degrés.

**QUAND NON UTILISÉ:**

Gardez la pointe de la lingette exposée à l'intérieur du puits dans le couvercle, et le couvercle s'est refermé.

Active Ingredients: 70% Isopropyl Alcohol

